



# NOVA.cam

# TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## NOVA.CAM

### DATOS TÉCNICOS NOVA.cam


#### HD (SÓLO DISPONIBLE BAJO PEDIDO)

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen                    | 1/2.8 tipo Exmor CMOS                                      |
| Estándares de video                 | HD 1080p 50/60Hz                                           |
| Resolución                          | 1920 x 1080 FullHD                                         |
| Número de píxeles efectivos         | Aprox. 2.38 MP                                             |
| Zoom                                | 30 - x óptico<br>12 - x digital<br>360 x incl. zoom óptico |
| Relación Aspecto                    | 16:9                                                       |
| Temperatura de trabajo              | 10°C hasta 40°C                                            |
| Consumo eléctrico                   | 12 V hasta 42 V DC / < 10 W                                |
| Alimentación                        | Vía lámpara quirúrgica                                     |
| Rotación de imagen                  | Mecánica                                                   |
| Salida de vídeo                     | HD/SDI                                                     |
| Foco                                | Automático o Manual                                        |
| Diafragma                           | Automático o Manual                                        |
| Balance de blancos                  | Automático o Manual                                        |
| Imagen congelada                    | Sí                                                         |
| Peso de la cámara                   | 1 Kg                                                       |
| Mando a distancia (control externo) | IR                                                         |

#### HD - WIRELESS

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen            | 1/2.8 tipo Exmor CMOS                                      |
| Estándares de video         | HD 1080p 50/60Hz                                           |
| Resolución                  | 1920 x 1080 FullHD                                         |
| Número de píxeles efectivos | Aprox. 2.38 MP                                             |
| Zoom                        | 30 - x óptico<br>12 - x digital<br>360 x incl. zoom óptico |
| Relación Aspecto            | 16:9                                                       |
| Temperatura de trabajo      | 10°C hasta 40°C                                            |
| Consumo eléctrico           | 12 V hasta 42 V DC / <10 W                                 |
| Alimentación                | Vía lámpara quirúrgica                                     |
| Rotación de imagen          | Eléctrica                                                  |

Tolerancia  $\pm 10\%$ ; las especificaciones técnicas están sujetas a cambios




|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Salida de vídeo                     | DVI con señal HDMI  |
| Foco                                | Automático o Manual |
| Diafragma                           | Automático o Manual |
| Balance de blancos                  | Automático o Manual |
| Imagen congelada                    | Sí                  |
| Peso de la cámara                   | 1 Kg                |
| Mando a distancia (control externo) | IR                  |

#### 4K - WIRELESS

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen                    | Sensor CMOS tipo 1/2.5                                     |
| Estándares de video                 | 4K UHD 25/30 HZ                                            |
| Resolución                          | 3840 x 2160 FullHD                                         |
| Número de píxeles efectivos         | Aprox. 8.51 MP                                             |
| Zoom                                | 20 - x óptico<br>12 - x digital<br>240 x incl. zoom óptico |
| Relación Aspecto                    | 16:9                                                       |
| Temperatura de trabajo              | 10°C hasta 40°C                                            |
| Consumo eléctrico                   | 12 V hasta 42 V DC / <10 W                                 |
| Alimentación                        | Vía lámpara quirúrgica                                     |
| Rotación de imagen                  | Eléctrica                                                  |
| Salida de vídeo                     | DVI con señal HDMI                                         |
| Foco                                | Automático o Manual                                        |
| Diafragma                           | Automático o Manual                                        |
| Balance de blancos                  | Automático o Manual                                        |
| Imagen congelada                    | Sí                                                         |
| Peso de la cámara                   | 1 Kg                                                       |
| Mando a distancia (control externo) | IR                                                         |

Tolerancia  $\pm 10\%$ ; las especificaciones técnicas están sujetas a cambios



# NEXOR

HEATING ENGINEERING

WWW.NEXOR.CO.UK | 01203 750000  
HIDDEN UNDER THE SURFACE  
FROM THE HEATING SYSTEMS TO THE ELECTRICAL, WE  
CAN HELP YOU BUILD A BETTER FUTURE